

- Informations à conserver SVP
- Please retain all information relating to this product for future reference.
- Diese Informationen bitte aufheben.
- Hou deze informatie bij.
- Conservar estas informaciones, por favor.
- Сохраните эту инструкцию.

**BÉABA**

37 rue de Liège  
75008 Paris – France

**MADE IN HUNGARY**

www.beaba.com



05/21

**Por motivos de seguridad, manténgalo fuera del alcance de los niños.**

**No utilice el extremo flexible cuando el niño tenga más de 3 meses para evitar cualquier posible obstrucción.**

**RU** Детский носовой аспиратор  
Инструкция по эксплуатации :

- Поместите прозрачно-синий наконечник в окклюзированную ноздрю таким образом, чтобы туда не проникал воздух.
- Для повышения эффективности аспирации рекомендуется зажать вторую ноздрю и использовать сыворотку.
- Аккуратно выполните аспирацию с помощью серо-голубого наконечника.

**⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Изделие содержит мелкие детали. Из соображений безопасности хранить в недоступном для детей месте.

Запрещается использовать мягкий наконечник после достижения ребенком

возраста 3 месяцев во избежание риска заклинивания.

شفاط أنف الرضع تعليمات الاستخدام:

**العربية**

- ضع الطرف الأزرق الشفاف عند مدخل فتحة الأنف المسدودة، دون السماح بدخول الهواء.
- يوصى بضغط فتحة الأنف الأخرى واستخدام المصل لتحسين فعالية الشفط.
- اشفط بلطف باستخدام الطرف الأزرق الرمادي.

**⚠️ تنبيهات**

وجود أجزاء صغيرة. لأسباب تتعلق بالسلامة، يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. لا تستخدم الطرف المرن على الأطفال أكبر من 3 أشهر لتجنب أي خطر انحصار»

**BÉABA®**  
**MINIDOO**

**F** Notice d'utilisation

**EN** Instructions

**NL** Handleiding


**D** Gebrauchsanweisung

**E** Folleto de instrucciones

**RU** Инструкция по применению

**العربية** دليل الاستخدام





**F** Mouche bébé par aspiration  
Mode d'emploi :

- Positionnez l'embout bleu transparent à l'entrée de la narine obstruée, sans laisser rentrer l'air.
- La compression de la narine opposée et l'utilisation de sérum sont recommandées afin d'optimiser l'efficacité du mouchage.
- Aspirez doucement à l'aide de l'embout bleu gris.

**⚠ AVERTISSEMENTS**

**Présence de petites pièces. Pour des raisons de sécurité, tenir hors de portée des enfants.**

**Ne pas utiliser l'embout souple au-delà des 3 mois de l'enfant pour éviter tout risque de coincements**

**EN** Baby nasal aspirator  
Instructions for use:

- Place the transparent blue tip at the entrance to the nostril without letting in any air.
- It is recommended that the other nostril be closed and that serum be used for greater efficiency.
- Suck up slowly using the Grey-blue tip.

**⚠ WARNINGS**

**Contains small parts. For security reasons, keep out of the reach of children.**

**Do not use the supple newborn tip beyond 3 months of age, to prevent any risk of it becoming stuck.**

**NL** Baby neussnuitter met zuigsysteem  
Gebruiksaanwijzing:

- Breng het transparante blauwe uiteinde in de ingang van het neusgat aan, zonder hier lucht in te laten komen.
- Het wordt aanbevolen het andere neusgat dicht te drukken en een fysiologisch serum te gebruiken om de doeltreffendheid van het snuiten te optimaliseren.
- Zuig het neusgat, met behulp van het grijsblauwe uiteinde, zachtjes en voorzichtig schoon.

**⚠ WAARSCHUWINGEN**

**Aanwezigheid van kleine onderdelen Om veiligheidsredenen, buiten bereik van kinderen houden.**

**Het soepele opzetstuk niet meer gebruiken zodra het kindje ouder is dan 3 maanden om risico op beknelling te voorkomen.**

**D** Schnäuzvorrichtung durch Absaugen für Babys. Bedienungsanleitung:

- Positionieren Sie das transparent blaue Ende am Nasenloch, ohne Luft einziehen zu lassen.
- Das Zudrücken des anderen Nasenlochs und die Verwendung von Serum werden empfohlen, um die Effizienz des Schnäuzens zu optimieren.
- Saugen Sie sanft am graugrünen Ende.

**⚠ WARNHINWEIS**

**Enthält Kleinteile. Aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.**

**Den weichen Aufsatz nicht für Kinder älter als 3 Monate verwenden, um ein mögliches Steckenbleiben zu vermeiden.**

**E** Saca-mocos por aspiración  
Instrucciones:

- Ponga la contera azul transparente en el orificio nasal, impidiendo que entre el aire.
- Se recomienda taponar el otro el orificio nasal y utilizar suero para optimizar la eficacia del proceso.
- Aspire suavemente con la contera azul grisáceo.

**⚠ ADVERTENCIAS**

**Presencia de piezas pequeñas.**